

## 7.3 DIAGNOSTICA

### Teddy Bear Test



**NEW**

#### TEDDY BEAR TEST

**Ref. 08417**

- Teddy Bear Vectograph ha un intervallo di 2600 secondi d'arco di stereopsi.
- Orientamento dell'orsacchiotto e dei blocchi da +30 a +1500 secondi di arco e da -25 a -1100 secondi di arco.
- Gamma da 16 diottrie per l'addestramento base-in (divergenza) e gamma da 24 diottrie per l'addestramento base-out (convergenza) per una gamma di accomodazione totale di 40 diottrie.
- Include: raccoglitore protettivo per terapia con penna, manuali per medico e paziente, modulo di registrazione della terapia e occhiale polarizzato standard.